

NÁVOD NA OBSLUHU Vákuových masážnych baniek sada 12ks Ribon

1. Všeobecný popis

Model baniek 12 ks Ribon série vákuových baniek sú moderným a výborným náradím na fyzioterapiu a všeobecnú zdravotnú starostlivosť spojením tradičnej Čínskej medicíny modernej technológie. Manipulácia s bankami je jednoduchá a veľmi obľúbená u zákazníkov. Čínska tradičná banková masáž má dlhú históriu a svojou popularitou sa rozšírila takmer všade a je veľmi známa pod názvom „TCM bankovanie“. Banky sú dodávané na trh spoločnosťou REVIXA s.r.o. sú odlišné od tradičných baniek s otvoreným ohňom, ktoré sú nepohodlné na manipuláciu a nebezpečné na popálenie. Vákuové sklenené banky dovoľujú pohodlné prisatie baňky na povrch tela a jeho následné prekrvenie. Tieto banky potom umožnia lepšie prekrvenie a vyživovanie daného miesta a nervového systému. Urýchlia odplavenie škodlivých toxínov pod povrchom kože, urýchlia hojenie a tým aj ústup bolestí. Vákuové banky môžu byť použité fyzioterapeutom alebo jednoducho si ich môžete sami aplikovať.

2. Štruktúra výrobku

- Vákuová banka vyrobená zo skla s odsávacím ventilom
- Vákuová pistol' plastová vákuová banka s madlom na odsávanie

3. Použitie výrobku

Výrobok sa používa ako zariadenie na bankovanie. Je potrebné dbať na zásady rovnaké ako pri terapii banovaním.

4. Kontraindikácie výrobku

Vákuové banky sa nesmú používať ak používateľ trpí chorobami :
Hematologické choroby ako je hemofília, leukémia, zhubné anémie, trombocytóza kožné ochorenia, srdcovo cievne ochorenia.

5. Hlavné indikátory výrobku

Vákuová pistol' – konštrukcia pištole a spojenie na vákuovej pištole je schopné vytvoriť podtlak min 0,06MPa po dobu min. 10 minút

Vákuová banka – vzduchová tesnosť – počas normálnych podmienok nemôže poklesnúť vyvolaný podtlak v plastovej banke v priebehu 20 minút

Po dobu pôsobenia podtlaku minimálne 30 minút nemôže dôjsť k poškodeniu tela vákuovej banky.

6. Metódy použitia

I.

Výber akupresúrnych bodov treba voliť podľa typu ochorenia. Používanie vákuových baniek si vyžaduje znalosti meridianových trajektorí.

Pri výbere akupresúrnych bodov je vhodné pracovať jeden deň z prednou meridianovou trajektóriou – conception vessels a druhý deň zo zadnou meridianovou trajektóriou governor vessels.

II. Výber vhodných vákuových baniek a ich použitie na akupresúrnych bodoch si vyžaduje aj vhodné napoložovanie klienta.

III. Potiahni rukoväť vákuovej pištole a uisti sa, že pumpa nasáva vzduch.

IV. Spoj plastovú banku s pištoľou cez predný ventil a banku prilož na pokožku – na miesto na ktoré chceme prisat' banku. Pomaly prit'ahuj rukoväť pištole až sa vytvorí v banke podtlak. Veľkosť podtlaku závisí ako je citlivý užívateľ na prisávanú banku.

V. Po prisatí banky na povrch kože jemne pootočte baňkou a otestujte si, či banka je dobre pril'nutá k povrchu kože. Jemne ešte zvýšte podtlak v banke potiahnutím pištole a potom odpojte malý spojovací konektor od baňky. Baňka je prisatá na povrch kože a môžete potom pokračovať pripájaním ďalších baniek.

VII.

Spôsoby bankovania možno rozdeliť do niekoľkých skupín:

a, Statické bankovanie – je keď baňka ostáva pril'nutá na kožu od 3 min. do 10 min. Dĺžka pril'nutia závisí individuálne od citlivosti kože . Zásadné pravidlo je , keď koža, ktorá je podtlakom vtiahnutá do banky je silno prekrvená – červená treba ju odpojiť. Ak používate veľkú banku , tak táto vyvolá veľký podtlak a koža je viac vtiahnutá a rýchlejšie prekrvená. Bankovanie môže byť bolestivejšie na kožu a treba potom voliť kratší čas bankovania. Tak isto ak koža je hrubšia a tvrdšia čas bankovania môže byť dlhší . Podobne v lete je čas bankovania kratší a v zime dlhší.

Toto statické bankovanie je najbežnejší spôsob používania vákuových baniek.

b, Kĺzavé bankovanie - je tiež aj nazývané ako stláčavé alebo aj pohyblivé bankovanie . Na pokožku nanese olej a prisaj banku. Potom môžeš z bankou chodiť hore dolu alebo krúžiť okolo akupresúrnych bodov pokiaľ nezostanú červené a silno prekrvené. Táto metóda je vhodná na pri bankovaní veľkých častí tela , veľkých svalov ako je chrbát a sedacie a stehenné svalstvo.

C, Naťahovanie – vtáhovanie pomocou baniek – prisaj banku a hneď ju uvoľni .

Táto metóda je veľmi dobrá na miesta, ktoré sú viditeľné ako napr. tvár a nechceme, aby ostali viditeľné silné červené kruhy po bankovaní. Tak isto je táto metóda vhodná na bankovanie častí , kde sa horšie prichytávajú baňky.

VIII.

Ak chcete ukončiť bankovanie a poodpájať všetky baňky z povrchu tela jednoducho povytiahnite ihlu ventilu na baňke a vzduch vnikne do banky a ona sa sama uvoľní. IX.

Dĺžka liečby bankovaním :

Pre deti 5 dni + 3 dni pauza a potom pokračovať

Dospelí 7 dní + 3 dni pauza a potom pokračovať

X, XI, XII

7. Údržba a oprava

/ I. / Vákuové banky :

- Udržuj banky čisté a priesačné bez poškodenia a doškriabania.
- Gumový ventil – zádku má byť vždy pevne spojená z telom baňky a treba ich pravidelne kontrolovať či sú správne utiahnuté.
- Po použití po vytierajte banky vatou napustenej dezinfektantom alebo alkoholom. Nikdy banky nedrhňte čistiacou tekutinou a ani ich nevyvárajte - nenahrievajte.

/ II. / Vákuová pištoľ :

- Pred použitím si vyskúšajte , či banka automaticky naťahuje vzduch po vtiahnutí rukoväte pištole. Nikdy nepoužívajte silu pri testovaní rukoväte.
- Vždy používajte medicínsku vazelinu alebo jemný olej na zvlhčenie prednej trysky, ktorou sa pripája pištoľ k baňke.

/ III. / Všeobecné pravidlo – pištoľ treba pravidelne kontrolovať po 6 mesiacoch používania. Stiahnite silikonovú prednú trysku a dobre ju namastite.

Odskrutkujte veľkú krytku na prednej časti pištole a dobre tiesniacu vložku natrite medicínskou vazelinou a krytku naspäť naskrutkujte. Pár krát potiahnite tiahlom pištole a dobre celú pištole vytrite suchou flanelovou handričkou a nasadte prednú trysku na telo pištole.

8. Bezpečnostné opatrenia

- / I. / Pri bankovaní aplikuj banky na veľké plochy a veľké svaly, ktoré sú bez ochlpenia. Podľa miesta bankovania vyberaj vhodné veľkosti baniek. Ak je suchá pokožka vhodné je použiť olej na zvlhčenie pokožky.
- / II. / Pri počiatočnej liečbe pomocou baniek je treba používať malé banky ako prvé a postupne pridávať veľké. Je dobré pre začiatok používať malé množstvo baniek.
- / III. / Je dobré keď klient po priložení baniek nemení polohu a je vhodné zachovávať dostatočné vzdialenosti medzi bankami .
- / IV. / Bankovanie je nevhodné aplikovať v týchto prípadoch :
 - a. Na alergické miesta, miesta pokryté vredmi a podliatinami
 - b. Na oblasti kľčových žíl, oblasti srdečného tepu, lymfatické uzliny, podčelustné žľazy, priamo na krčnú chrbticu , oblasť štítnej žľazy , podpazušie , trieslové oblasti , kožné alergie a iné Submandibulár - podčelustné žľazy Lateral cervical - krčná chrbtica
Supra –clavicular fossa - žľazy nad kľúčnou kosťou
Sub – axillary – podpazušie
Site of Heart beat – oblasť srdečného tepu na hrudi
Inguinal – trieslová oblasť
 - c. Bankovanie sa nesmie používať v oblasti nádorov, poúrazových stavov, zlomenín a krvných zrazenín
 - d. Bankovanie sa nesmie používať v oblasti očí a pudendálneho nervu / lonová oblasť e. Bankovanie je nevhodné pre tehotné ženy, v období menštruácie , v tuberkóze v duševných chorobách, pri natiahnutí alebo natrhnutí svalstva
 - f. Bankovanie nie je vhodné pre ľudí z vysokým tlakom , ochorením srdca alebo poškodením srdca a pri zlyhaní dýchania
 - g. Bankovanie sa nesmie používať u detí mladších ako 3 roky
 - h. Bankovanie sa nesmie používať v opilosti , počas hladu, ak ste sa prejedli , alebo po vyčerpaní cvičení , vychudnutosti , podvýživení a ak je pokožka tvrdá bez elasticity
- / V. / Klienti v stave kritického ochorenia, počas vysokej teploty , v stave kľčov, v bezvedomí a v prípade nedefinovanej kritickú diagnózy
- / VI. / Po odňatí banky z povrchu nič nerobte zo silne prekrvenou oblasťou. Táto oblasť sa sama znormalizuje po niekoľkých hodinách.
- / VII. / Po bankovaní normálnym javom sú : kožný pluzgier , zvodnatenie povrchu, silné prekrvenie – skrvavenie pod kožou, Ak máte veľký pluzgier
- / VIII. / Ak klient je nervózny , hladný , má nevhodnú polohu alebo sací podtlak v banke je príliš veľký tak potom sa môže objaviť príznak nevoľnosti až zvracania nepravidelné dýchanie, zrýchlený tep srdca , zimnica, silné bušenie tepu, náznak bezvedomia, zmodranie až sfialovenie pier a nechtov , pomočenie alebo spontánne uvoľnenie stolice, spomaľovanie alebo zrýchľovanie tepu alebo iné , tak okamžite odstráňte banky z tela klienta a dajte ho do vodorovnej polohy a udržiajte jeho telesnú teplotu . V ľahkých prípadoch sa klient o chvíľu zotaví ak mu podáme vodu alebo vodu s cukrom. Ak sa klient nezotavuje dostatočne rýchlo nepodnikajte žiadne ďalšie úkony bankovania.

/ IX. / Po umietení baniek na klienta treba u neho prekontrovať ako sa cíti. Nával tepla, napätie, ochladzovanie , prehrievanie alebo celková pohoda

sú normálne javy. Ak sa klient ale cíti príliš natiahnutý od baniek má pociť pálenia kože až neznesiteľnosti tak treba uvoľniť podtlak v baňke a uvážiť či by ste nemali baňkovanie robiť na inom mieste. Baňky by ste mali odstrániť a umiestniť znova na iné miesto a veľké baňky by ste mali zameniť za menšie.

/ X. / V miestnosti, kde vykonávate baňkovanie je treba kontrolovať teplotu a nedovoliť, aby prípadný studený vzduch nespôsobil prechladnutie klienta počas baňkovania.

Záruka 9.

I. Akékoľvek závady vzniknuté na výrobku pri normálnom používaní podľa Návodu na použitie , ktoré vyplývajú z výrobných vad spadajú do 24 mesačnej záruky na výrobok .

II. Záruka sa nevzťahuje :

- a. Praskliny, ktoré vzniknú pri zlej manipulácii alebo skladovaní z baniek alebo pištole.
- b. Poškodenie výrobkov z dôvodu nedostatočnej údržby
- c. Poškodenie výrobkov v dôsledku pôsobenia tlaku alebo sily na výrobok

III. V prípade reklamácie treba predložiť doklad – Faktúru o kúpe tovaru.

REVIXA s.r.o.
IČO :50699431
DIČ: 2120430026
IČ DPH: SK2120430026

Konateľ: Juraj Kramár
Adresa: Golianova 564/66, Nitra
mob.č.: +421 904 158 489
Email: info@eshop-masaze.sk
Web: www.eshop-masaze.sk
Web: www.eshop-masaze.cz

